

# CORONAVÍRUS (COVID-19)

## COLOCAÇÃO DE MÁSCARA


1 **Lave as mãos**

2



Certifique-se de que a faixa mais dura (com peça moldável) fica para cima e molde-a de forma a ajustar-se ao nariz

3



A face branca da máscara deverá ficar junto à face, ao passo que a face verde/azul fica virada para o exterior

4



Coloque a máscara, certifique-se que os elásticos passam por cima e por debaixo das suas orelhas conforme a imagem

5



Ajuste a máscara de modo a tapar completamente o nariz, a boca e áreas laterais da face.

6 **Lave as mãos**

segurança **xxi**<sup>+</sup>  
Trabalhar em Segurança

**Nota:** o vírus foi catalogado como risco biológico grau 3, como tal deveria ser utilizado equipamento de proteção individual, as máscaras a utilizar devem ser do tipo FFP 2 ou FFP3 (ambas não permitem a inalação de aerossóis, enquanto as cirúrgicas o permitem).